



AP 化验室自动母液配制系统



采用新款 UPC-graphic 控制器
控制系统 PLC, 记忆贮存, 程序达 80 program.
*速度快, 可独立使用, 直接在 PLC 上操作, 简单而快捷。

*AP 为台式设计操作员可以坐或立操作, 舒适方便。

*准确而快捷, 自动配制染料浓度, 增加效率。

*可配电磁及加热搅拌 STS-6

(参 STS-6 彩页介绍)

规格：

- 1、全不锈钢。
- 2、3Kg 电子天平, 配置电脑联接 RS232 接口, 精确度为 0.01 克型, 软件有自动稀释功能, 稀释更细浓度, 或大于 3Kg 的天平。
- 3、配制程序, 适合各类染料, 可以：
 - (i) 先热水, 后冷水。
 - (ii) 先冷水, 后热水。
 - (iii) 先加热水→停下搅拌→再加冷水
 - (iv) 同时冷/热水的比例分量。
- 4、自动调加助剂和冷热水量至要求母液浓度。
- 5、12 升水箱。
- 6、即热式储水器, (只提供低于 60℃热水)
- 7、选项：
 - (i) 6 位电磁加热搅拌机, 1 台或多台。
 - (ii) 2×1 升助剂瓶。
 - (iii) 采用的电子天平准确可靠。(选项：欧洲天平)

规格	
电源	220V
电压	M/C:300W, Heater:6KW
机台尺寸	860×790×565mm (WxDxH)
净重	Approx. 80kg

香港：
KMS Colortech Service Co.Ltd
Rm104K, Unit4~5, On1/Floor,Yuen Fat Industrial
Building,No25, Wang Chiu Road Kowloon Bay Kowloon,
Hong Kong
电话: (852)27536176 传真: (852)27536049
电邮: sales@kmscolor.com
网址: www.kmscolor.com

国内(partner)：
广州市同通仪器有限公司
地址：广州市番禺沙湾福田福龙路民营工业区一街横一街 4 号
邮编：511483
广州电话：020-34730153
广州传真：020-34730152
广州手机：18675899688